



# WP2S

内視鏡検査をよりクリア、よりスピーディーに手間いらずで、診断・治療を多様にサポートし、超音波内視鏡検査の注水など幅広い用途に使用できます。

## 仕様

型番	WP2S
認証番号	302AGBZX00071000
JANコード	4589770090511
送水方法	ロータリー式
吐水量	副送水口接続時：最大送水量 約250ml/分 鉗子口接続時：最大送水量 約700ml/分 処置具接続時：最大送水量 約80ml/分 *ポンプヘッドの使用状況と接続装置により異なる
寸法	幅 172mm 奥行 215mm 高さ 174mm (取手倒し時159mm)
重量	約3.6kg
使用環境	電源：AC100-240V 50/60Hz 消費電力：約28-34VA 温度：0℃～35℃ 湿度：35%～75% (結露しないこと)
セット内容	内視鏡用送水装置・・・1 フットスイッチ・・・1 電源ケーブル・・・1 送水タンク・・・1



## 製品特長

### 豊富なチューブ


マルチフローチューブの選択により、鉗子口・副送水口・処置具から安定送水ができ、多様な用途に活用可能

### 機能向上

ポンプヘッドへの送水チューブの取付を簡便化し、流量調整ダイヤル操作で、最適な送水コントロールが可能

### 安全性


ウォーターチューブの逆流防止弁により感染リスクを低減します  
自動停止機能により約30秒で自動的に送水が停止します



鉗子口からの送水

副送水口からの送水

処置具からの送水



簡易なチューブ取付



流量調整ダイヤル

製造販売元

**ORTメディカル株式会社**

本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階  
TEL:045-534-7015/FAX:045-534-7760  
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル5-E  
TEL:06-6476-7300/FAX:06-6476-7289

取扱販売店




送気送水チューブ


# マルチフローシステム

豊富なチューブバリエーションで、多様な送水が可能  
検査や治療を幅広くサポートする滅菌済みディスポーザブル製品


No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
①	副送水口	マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本	6,300円	4547319140875	約2,000mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
③	副送水口	サブチャンセルコネクタ	MF-WVA	50本	16,000円	4547319140851	約30mm	単回使用
④	副送水口	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	12,500円	4547319805835	約30mm	単回使用



No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑤	鉗子口	ウォーターチューブ	OF-WPUA	10本	6,300円	4547319140035	約2,300mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
⑥	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型	50本	20,000円	4547319805804	約1,800mm	単回使用
⑦	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型ショート	50本	17,500円	4547319805880	約950mm	単回使用



No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑧	処置具用	マルチフロー-ESD	MF-WPU-E	10本	18,000円	4547319140868	約3,850mm	単回使用
④	処置具用	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	12,500円	4547319805835	約30mm	単回使用



## ●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
- 5)本製品は再使用しないでください。

一般的名称：送気送水チューブ  
販売名：ウォーターチューブ  
届出番号：09B1X00004000129

製造販売元  フォルテ グロウ メディカル 株式会社

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階  
TEL:045-534-7015 / FAX:045-534-7760  
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 / FAX:06-6476-7289