

◆内視鏡用送水装置の送水ボトルを使わずに、生理食塩液や滅菌精製水等の薬液ボトルから、直接吸水して送水に使用できるコネクタです。

※送水チューブは、当社「マルチフローシステム」のみ接続可能  
(裏面ご参照ください)

# マルチフローシステム専用 チューブコネクタ ボトルコネクタ



ボトルコネクタ(薬液ボトル用)  
(型式:MF-C02)



タンクコネクタ(ウォータータンク用)  
(型式:MF-C01)

右記3社の薬液ボトルに  
共通して接続できます

※使用前に接続できるかご確認下さい。



O社

H社

K社


## 仕様

製品名	型式	種類	包装単位	希望小売価格	備考
タンクコネクタ	MF-C01	ウォータータンク用	1個	7,500円/個	未滅菌品 ※オートクレーブ滅菌対応
ボトルコネクタ	MF-C02	薬液ボトル用			

### ●使用上の注意事項

- 1) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 2) 本製品は、未消毒・未滅菌状態で出荷いたします。感染防止の為使用前に毎回、再処理をしてください。
- 3) 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

### 販売元

 **ORTメディカル株式会社**


本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F  
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760  
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289  
<https://www.ort-medical.jp/>

### 取扱販売店


# マルチフローシステム

豊富なチューブバリエーションで、多様な送水が可能  
検査や治療を幅広くサポートする滅菌済みディスプレイ製品

No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
①	副送水口	マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本	6,300円	4547319140875	約2,000mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
③	副送水口	サブチャンセルコネクタ	MF-WVA	50本	16,000円	4547319140851	約30mm	単回使用
④	副送水口	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	16,000円	4547319805835	約30mm	単回使用



No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑤	鉗子口	ウォーターチューブ	OF-WPUA	10本	6,300円	4547319140035	約2,300mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
⑥	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型	50本	25,000円	4547319805804	約1,800mm	単回使用
⑦	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型ショート	50本	22,500円	4547319805880	約950mm	単回使用



\*内視鏡用送水装置WP2Sとの組合せ使用例

## ●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
- 5)本製品は再使用しないでください。

一般的名称：送気送水チューブ  
販売名：ウォーターチューブ  
届出番号：09B1X00004000129