


送気送水チューブ

マルチフローシステム

豊富なチューブバリエーションで、多様な送水が可能
検査や治療を幅広くサポートする滅菌済みディスポーザブル製品

副送水口からの送水使用の場合（最大送水量：約250ml/分）



チューブ組み合わせ【1】

No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
①	副送水口	マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本	6,300円	4547319140875	約2,000mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
③	副送水口	サブチャンセルコネクタ	MF-WVA	50本	16,000円	4547319140851	約30mm	単回使用

副送水口からの送水

① MF-WPU-SA

or

② MF-WPU-BYA

+

③ MF-WVA

チューブ組み合わせ【2】

No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
①	副送水口	マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本	6,300円	4547319140875	約2,000mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
④	副送水口	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	16,000円	4547319805835	約30mm	単回使用

副送水口からの送水

① MF-WPU-SA

or

② MF-WPU-BYA

+

④ (ルアーロック)
AF-WV

製造販売元

FGM フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本社 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647
東京営業所 TEL:03-3863-1901/FAX:03-3863-1905

Q <https://www.fgm.co.jp>

販売元 **ORT**メディカル株式会社


本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階
TEL:045-534-7015/FAX:045-534-7760

大阪営業所 TEL:06-6476-7300/FAX:06-6476-7289


Q <https://www.ort-medical.jp>

取扱販売店


鉗子口からの送水使用の場合（最大送水量：約700ml/分）




No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑤	鉗子口	ウォーターチューブ	OF-WPUA	10本	6,300円	4547319140035	約2,300mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチア-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
⑥	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型	50本	25,000円	4547319805804	約1,800mm	単回使用
⑦	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型ショート	50本	22,500円	4547319805880	約950mm	単回使用



内視鏡用処置具からの送水使用の場合（最大送水量：約80ml/分）



No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑧	処置具用	マルチア-ESD	MF-WPU-E	10本	18,000円	4547319140868	約3,850mm	単回使用
⑨	処置具用	マルチア-ESD-F	MF-WPU-ESD-F	10本	18,000円	4547319141186	約3,850mm	単回使用
④	処置具用	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	16,000円	4547319805835	約30mm	単回使用



●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
- 5)本製品は再使用しないでください。

一般的名称：送気送水チューブ
販売名：ウォーターチューブ
届出番号：09B1X00004000129